




Dr. B. Ehlers - FG 12
Nordufer 20, 13353 Berlin
Tel 030 18 754 2347
Fax 030 18 754 2598
E-mail ehlersb@rki.de

Hinweise für die Entnahme und den Versand von Untersuchungsmaterial zur Labordiagnostik von Varizella-Zoster Virus

Entnahmemodus Wattetupfer [1] (Einwegmaterial) mit 0,9%iger NaCl-Lösung leicht befeuchten und mehrmals über die betroffene Hautstelle [2] rollen (bei papulärem Erscheinungsbild ohne Vesikelbildung kann auch ein Geschabsel auf den feuchten Tupfer verbracht werden), dann Tupfer in Schraubverschluss-Röhrchen [3] bringen.



[2]



[1]



[3]

Zur Entnahme können z.B. auch die Abstrichtupfer verwendet werden, die Sie bei einem normalen Rachenabstrich einsetzen.

Aufbewahrung und Versand von Untersuchungsmaterial

Die Proben bitte möglichst sofort **am Tag der Entnahme** an die o.g. Adresse versenden.

Aufschrift „*DIAGNOSTISCHES MATERIAL*“ und bis zum Versand im Kühlschrank aufbewahren. (nicht einfrieren!) Bitte **Patienten-ID und Entnahmedatum** auf den Röhrchen vermerken. Bitte keinen normalen Briefumschlag verwenden, sondern einen reißfesten oder unsere Boxen (können über RKI bezogen werden).

Anamnesedaten sind für die Befundung unerlässlich

Bitte schicken Sie uns gemeinsam mit den Patientenproben den ausgefüllten „**Einzelfall-Erfassungsbogen**“ oder faxen ihn an die o.g. Adresse.

Diesen Bogen finden Sie auch im Internet unter <http://www.agmv.de>

Sie erhalten von uns die Untersuchungsergebnisse mit einer Bewertung und ein **neues Entnahmeröhrchen** als Ersatz zurück.

Bei Fragen können Sie sich gern an Herr Dr. Ehlers Tel 030 18 754 2347 oder E-mail ehlersb@rki.de wenden